



## Характеристики

### Характеристики воды типа III

		LaboStar PRO TWF	LaboStar PRO TWF UV
Производительность	л/ч	10	10
Процент удаления ионов	%	98 макс	98 макс
Процент удаления бактерий	%	>99	>99
Процент удаления частиц	%	>99	>99

### Характеристики воды типа I


		LaboStar PRO TWF	LaboStar PRO TWF UV
Выдача, вплоть до	л/мин	1,2	1,2
Проводимость	мкСм/см	0,055	0,055
Сопротивление	МОм*см	18,2	18,2
ТОС	ppb	5-10	1-5
Бактерии	КОЕ/мл	<1	<1
Эндотоксины	ЕЭ/мл	<0,001	<0,001
Частицы более 0,2 мкм	на мл	<1	<1

### Характеристики питательной воды

		LaboStar PRO TWF	LaboStar PRO TWF UV
Давление	бар	3-5	3-5
Проводимость	мкСм/см	<1400	<1400
Коллоидный индекс	КИ	<3	<3
ТОС	ppb	<1000	<1000
Свободный хлор	мг/л	<0,5	<0,5
Fe	мг/л	<0,1	<0,1
Предельное содержание CO <sub>2</sub>	мг/л	<15	<15
Температура воды	°С	5-30	5-30
Температура среды	°С	5-35	5-35

### Требования к источнику электропитания

		LaboStar PRO TWF	LaboStar PRO TWF UV
Потребление электроэнергии	Вт	270	270
Параметры источника	В/Гц	100-240В / 50-60Гц	100-240В / 50-60Гц
Габариты (ВхШхГ)	мм	535x400x520	535x400x520
Каталожный номер		W3T324337	W3T324338



## Расходные материалы и вспомогательное оборудование

Кат.Номер	Описание	Период замены
W3T197613	Модуль предварительной подготовки AMB	6 - 12 месяцев
W2T558521	Запасная УФ-лампа	12 месяцев
W3T197694	Модуль доочистки MFIIID	6 - 12 месяцев
W3T199853	Модуль доочистки ILT	6 - 12 месяцев
W3T199279	Стерилизующий фильтр 0.2 мкм задерживающий эндотоксины (комплект, 3 шт)	6 месяцев
W3T199209	Стерилизующий фильтр 0.2 мкм не задерживающий эндотоксины (комплект, 3 шт)	6 месяцев
W3T199768	Набор для санобработки (комплект, 3 шт.)	-
W3T197620	Резервный модуль обратного осмоса 10 л/ч	2 - 3 года
W3T199880	Вентиляционный фильтр для резервуара	
W3T199556	Кронштейн для крепления к стене системы LaboStar Pro TWF	
W3T324494	Резервуар-накопитель 30 л для системы LaboStar Pro TWF	
W3T324495	Резервуар-накопитель 60 л для системы LaboStar Pro TWF	
W3T314413	Модуль дегазации, производительность до 150 л\ч	



Fahrenberg 8, 22885 Barsbuettel, Germany

Tel. +49 (0)40 670 868 -6

Fax +49 (0)40 670 868 -44

[www.evoqua.com/en/brands/lab](http://www.evoqua.com/en/brands/lab)



ООО "АКВААНАЛИТИК"

Официальный дистрибьютор EVOQUA на территории России и стран таможенного союза ЕАЭС.

ул. Маршала Соколовского д. 3, офис 206, Москва, Россия, 123060

тел. +7 495 204 23 95, +7 495 798 99 70, [info@aquanalytic.com](mailto:info@aquanalytic.com)